

NL HYGIËNE TABLETTEN

Omschrijving

AUDIQUE® hygiëne-tabletten bevatten actieve zuurstof en een reinigende stof, speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken van otoplastieken. Het lost oorsmeer op en werkt desinfecterend.

Gebruiksaanwijzing

Los één hygiëne-tablet op in een glas water met daarin uw otoplastieken. Na 15 minuten uw otoplastieken afspoelen met water en goed drogen voor gebruik.

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw otoplastieken aanzienlijk. Maak uw otoplastieken daarom minimaal 2-wekelijks schoon met AUDIQUE® hygiëne-tabletten.

LET OP : Tabletten niet voor inwendig gebruik !!

E CLEANING TABLETS

Description

AUDIQUE® cleaning tablets contain active oxygen and a cleaning substance, especially developed for earmolds.

Directions for use

Dissolve one tablet in a glass of water containing your earmolds. After 15 minutes, take them out and rinse well with clean water. Dry well before insertion.

Good and proper maintenance stretches the lifespan of your earmolds. Clean your otoplastics 2-weekly minimum with Audique® cleaning tablets.

ATTENTION: Do not swallow!

AUDIQUE Gehoorbescherming bv
Postbus 23, 6644 ZG Ewijk (The Netherlands)
Tel.: +31 (0)487 525100 Fax: +31 (0)487 525369
<http://www.audique.nl> info@audique.nl

F TABLETTES HYGIÉNIC

Description

Les tablettes hygiéniques AUDIQUE® contiennent de l'oxygène actif et une substance nettoyante, spécialement étudiée pour les otoplastiques. Les tablettes dissolvent le cerumen et ont un action désinfectante.

Mode d'emploi

Dissoudre une tablette dans une verre d'eau, contenant les otoplastiques. Après 15 minutes, les rincer à l'eau claire et les secher consciencieusement avant usage.

Bien entretenir vos otoplastiques augmente leur durée de vie. Nettoyez vos otoplastiques chaque semaine avec les tablettes hygiéniques Audique®.

ATTENTION : Ne pas avaler !

D HYGIENE TABLETTEN

Umschreibung

AUDIQUE® Hygiene Tabletten enthalten active Oxygen und ein Reinigungsmittel spezial entwickelt für Otoplastiken. Die Tabletten lösen das Ohrenschmalz und desinfizieren Ihre Otoplastiken.

Verwendung

Lösen Sie eine Tablette in einem Glas mit Wasser, mit darein Ihre Otoplastiken. Nach 15 Minuten Ihre Otoplastiken ausnehmen und mit Wasser abspülen. Trocknen Sie die Otoplastiken vor Benutzung gut ab.

Regelmäßige Reinigung Ihre Otoplastiken verlängert die Lebensdauer bedeutend Reinigen Sie Ihre Otoplastiken dafür eins pro 2 Wochen minimum mit Audique® Hygiene Tabletten.

AUDIQUE Gehoorbescherming bv
Postbus 23, 6644 ZG Ewijk (The Netherlands)
Tel.: +31 (0)487 525100 Fax: +31 (0)487 525369
<http://www.audique.nl> info@audique.nl